

Dodavatel zdravotnického materiálu více jak 25 let

Rychlotest na detekci antigenů SARS-CoV-2 z přední části nosu

- » Test in vitro založený na imunochromatografickém principu.
- » Je určen k rychlému kvalitativnímu stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 ve stěrech z přední části nosu.
- » Jen pro sebetestování.
- » Výsledky do 15 minut.
- » Relativní citlivost 97,99 %, relativní specifita 99,71%.
- » Splňuje veškeré legislativní požadavky.

Samostatná zkuševka
s extrakčním puřrem ke každému testu



20 ks/bal

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro.
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

V případě zájmu pište na kamil.starecek@pfd.agel.cz

